



自2019年1月1日起执行，原版本作废。

北京大学首钢医院检验报告单 (男性)



中文名称	正常参考值	单位	仪器设备	中文名称	正常参考值	单位	仪器设备
丙氨酸氨基转移酶	9-50	U/L	AU5800	小血密低密度脂蛋白胆固醇 (0.442.0.246-1.391		mmol/L	AU5800
天冬氨酸氨基转移酶	15-40	U/L	AU5800	小血密低密度脂蛋白胆固醇 (0.264-1.36		mmol/L	AU5800
总蛋白	65-85	g/L	AU5800	二氯化氮	20-28	mmol/L	AU5800
白蛋白	40-55	g/L	AU5800	总胆固醇	2.33-5.70	mmol/L	AU5800
总胆红素	0.0-17.0	umol/L	AU5800	甘油三酯	0.50-1.71	mmol/L	AU5800
直接胆红素	0.0-7.0	umol/L	AU5800	高密度脂蛋白	0.82-1.96	mmol/L	AU5800
碱性磷酸酶	45-125	U/L	AU5800	低密度脂蛋白	0.00-4.10	mmol/L	AU5800
γ-谷氨酰转肽酶	10-60	U/L	AU5800	脂蛋白	0.00-300.00	mg/L	AU5800
总胆汁酸	0.00-10.00	umol/L	AU5800	载脂蛋白A1	1-1.6	g/L	AU5800
乳酸脱氢酶	80-250	U/L	AU5800	载脂蛋白B	0.6-1.1	g/L	AU5800
α-羟丁酸脱氢酶	76-195	U/L	AU5800	淀粉酶 (血清)	0-110	U/L	AU5800
肌酸激酶	24-195	U/L	AU5800	淀粉酶 (尿液)	0-500	U/L	AU5800
肌酸激酶同工酶	0-24	U/L	AU5800	免疫球蛋白G	7-16	g/L	AU5800
尿素氮	1.7-7.5	mmol/L	AU5800	免疫球蛋白A	0.7-4	g/L	AU5800
肌酐	20.0-98.0	umol/L	AU5800	免疫球蛋白M	0.4-2.3	g/L	AU5800
葡萄糖 (空腹)	3.6-6.1	mmol/L	AU5800	补体C3	0.85-1.80	g/L	AU5800
葡萄糖 (1小时)	3.6-11.1	mmol/L	AU5800	补体C4	0.10-0.40	g/L	AU5800
葡萄糖 (2小时)	3.6-7.8	mmol/L	AU5800	抗链O	0.00-200.00	U/ml	AU5800
葡萄糖 (3小时)	3.6-6.1	mmol/L	AU5800	类风湿因子	0.00-30.00	U/ml	AU5800
尿酸	142-416	umol/L	AU5800	C反应蛋白	0.00-6.00	mg/L	AU5800
钾	3.5-5.3	mmol/L	AU5800	同型半胱氨酸	0.00-15.00	umol/L	AU5800
钠	137-147	mmol/L	AU5800	B2微球蛋白	1.0-3.0	mg/L	AU5800
氯	99-110	mmol/L	AU5800	B2微球蛋白 (尿液)	0.10-0.30	mg/L	AU5800
钙	2-2.8	mmol/L	AU5800	尿微量白蛋白	0.00-20.00	ug/min	AU5800
磷	0.80-1.65	mmol/L	AU5800	胆碱酯酶	5100-11700	U/L	AU5800
转铁蛋白	2.0-3.60	g/L	AU5800	铁	6.6-28.3	umol/L	AU5800
未饱和铁结合力	22.0-58.0	umol/L	AU5800	镁	0.7-1.10	mmol/L	AU5800
总铁结合力	50.0-77.0	umol/L	AU5800	免疫球蛋白E	0-100	IU/mL	AU5800
血清铁饱和度	20.0-55.0	%	AU5800	糖化白蛋白	11-16	%	AU5800
前白蛋白	0.2-0.4	g/L	AU5800	糖化血红蛋白	4-6	%	GS

Handwritten signature



白细胞	3.5-9.5	10 ⁹ /L	XT4000	尿比重	1.005-1.030		Cobas u 411
中性粒细胞比率	40-75	%	XT4000	酸碱度	5.5-8		Cobas u 411
淋巴细胞比率	20-40	%	XT4000	白细胞	阴性		Cobas u 411
单核细胞比率	3-10	%	XT4000	亚硝酸盐	阴性		Cobas u 411
嗜酸性粒细胞比率	0.4-8.0	%	XT4000	蛋白质	阴性		Cobas u 411
嗜碱性粒细胞比率	0-1	%	XT4000	糖定性	阴性		Cobas u 411
中性粒细胞	1.8-6.3	10 ⁹ /L	XT4000	酮体测定	阴性		Cobas u 411
淋巴细胞	1.1-3.2	10 ⁹ /L	XT4000	尿胆素原	阴性		Cobas u 411
单核细胞	0.1-0.6	10 ⁹ /L	XT4000	胆红素	阴性		Cobas u 411
嗜酸性粒细胞	0.02-0.52	10 ⁹ /L	XT4000	红细胞	阴性		Cobas u 411
嗜碱性粒细胞	0-0.06	10 ⁹ /L	XT4000	尿沉渣镜检	阴性		Cobas u 411
红细胞	4.3-5.8	10 ¹² /L	XT4000	尿沉渣结果			
血红蛋白	130-175	g/L	XT4000	白细胞计数	<30	/u1	UF-500i
红细胞压积	40-55	%	XT4000	红细胞计数	<25	/u1	UF-500i
平均红细胞体积	82-100	fL	XT4000	上皮细胞计数	<10	/u1	UF-500i
平均血红蛋白含量	27-34	pg	XT4000	管型计数	<2	/u1	UF-500i
平均血红蛋白浓度	316-354	g/L	XT4000	细菌计数	<6000	/u1	UF-500i
红细胞分布宽度 (CV)	<15	%	XT4000	病理管型		/u1	UF-500i
血小板	125-350	10 ⁹ /L	XT4000	小圆上皮细胞	<3	/HP	UF-500i
血小板压积	0.108-0.282	%	XT4000	类酵母细胞计数		/u1	UF-500i
平均血小板体积	6.0-13.5	fL	XT4000	结晶			UF-500i
血小板平均分布宽度	10-18	fL	XT4000	完整红细胞绝对值			UF-500i
动态红细胞沉降率	0-15	mm/hr	SRT 20	完整红细胞百分比			UF-500i
凝血酶原时间	11-14	秒	CA7000	70%红细胞平均体积			UF-500i
国际标准化比值	<1.5		CA7000	红细胞分布宽度			UF-500i
活化部分凝血活酶时间	24-35	秒	CA7000	大红细胞		/u1	UF-500i
纤维蛋白原定量	2.0-4.0	g/L	CA7000	小红细胞		/u1	UF-500i
凝血酶时间	14-24	秒	CA7000	溶解红细胞			UF-500i
凝血酶原活动度		%	CA7000	电导率	<15	ms/cm	UF-500i
D-二聚体 (定量)	<1	mg/L	CA7000	白细胞 (仪器镜检)	<5.4	/HP	UF-500i
纤维蛋白降解产物 (定量)	<5	mg/L	CA7000	红细胞 (仪器镜检)	<4.5	/HP	UF-500i
抗凝血酶III	77-102	%	CA7000	上皮细胞 (仪器镜检)	<2.7	/HP	UF-500i
				管型 (仪器镜检)	<2	/LP	UF-500i
				细菌 (仪器镜检)	<1080	/HP	UF-500i
							UF-500i

[illegible]