

自2019年1月1日起执行，原版本作废。

北京大学首钢医院检验报告单（女性）

中文名称	正常参考值	单位	仪器设备	中文名称	正常参考值	单位	仪器设备
丙氨酸氨基转移酶	7-40	IU/L	AU5800	小而密低密度脂蛋白胆固醇 (0-54%)	0.243-1.107	mmol/L	AU5800
天冬氨酸氨基转移酶	13-35	IU/L	AU5800	小而密低密度脂蛋白胆固醇 (>55%)	0.264-1.36	mmol/L	AU5800
总蛋白	65-85	g/L	AU5800	二氧化氮	20-28	mmol/L	AU5800
白蛋白	40-55	g/L	AU5800	总胆固醇	2.33-5.70	mmol/L	AU5800
总胆红素	0.0-17.0	umol/L	AU5800	甘油三酯	0.50-1.71	mmol/L	AU5800
直接胆红素	0.0-7.0	umol/L	AU5800	高密度脂蛋白	0.82-1.96	mmol/L	AU5800
碱性磷酸酶 (20-49岁)	35-100	U/L	AU5800	低密度脂蛋白	0.00-4.10	mmol/L	AU5800
碱性磷酸酶 (50-79岁)	50-135	U/L	AU5800	脂蛋白	0.00-300	mg/L	AU5800
γ-谷氨酰转肽酶	7-45	U/L	AU5800	载脂蛋白A1	1-1.6	g/L	AU5800
总胆汁酸	0.00-10	umol/L	AU5800	载脂蛋白B	0.6-1.1	g/L	AU5800
乳酸脱氢酶	80-250	U/L	AU5800	淀粉酶 (血清)	0-110	IU/L	AU5800
α-羟丁酸脱氢酶	76-195	U/L	AU5800	淀粉酶 (尿液)	0-500	IU/L	AU5800
肌酸激酶	24-195	U/L	AU5800	免疫球蛋白G	7-16	g/L	AU5800
肌酸激酶同工酶	0-24	U/L	AU5800	免疫球蛋白A	0.7-4	g/L	AU5800
尿素氮	1.7-7.5	mmol/L	AU5800	免疫球蛋白M	0.4-2.3	g/L	AU5800
肌酐	20.0-98	umol/L	AU5800	补体C3	0.85-1.80	g/L	AU5800
葡萄糖 (空腹)	3.6-6.1	mmol/L	AU5800	补体C4	0.10-0.40	g/L	AU5800
葡萄糖 (1小时)	3.6-11.1	mmol/L	AU5800	抗链O	0.00-200	U/ml	AU5800
葡萄糖 (2小时)	3.6-7.8	mmol/L	AU5800	类风湿因子	0.00-30	U/ml	AU5800
葡萄糖 (3小时)	3.6-6.1	mmol/L	AU5800	C反应蛋白	0.00-6	mg/L	AU5800
尿酸	142-416	umol/L	AU5800	同型半胱氨酸	0.00-15	umol/L	AU5800
钾	3.5-5.3	mmol/L	AU5800	B2微球蛋白	1.0-3.0	mg/L	AU5800
钠	137-147	mmol/L	AU5800	B2微球蛋白 (尿液)	0.10-0.30	mg/L	AU5800
氯	99-110	mmol/L	AU5800	尿微量白蛋白	0.00-20.00	ug/min	AU5800
钙	2-2.8	mmol/L	AU5800	胆碱酯酶	4000-12600	U/L	AU5800
磷	0.80-1.65	mmol/L	AU5800	铁	6.6-28.3	umol/L	AU5800
转铁蛋白	2.0-3.60	g/L	AU5800	镁	0.7-1.10	mmol/L	AU5800
未饱和铁结合力	22.0-58.0	umol/L	AU5800	免疫球蛋白E	0-100	IU/mL	AU5800
总铁结合力	54.0-77.0	umol/L	AU5800	糖化白蛋白	11-16	%	AU5800
血清铁饱和度	20.0-55.0	%	AU5800	糖化血红蛋白	4-6	%	G8
前白蛋白	0.2-0.4	g/L	AU5800	人绒毛膜促性腺激素	0-6	mIU/mL	cob601

(Handwritten signature)

[illegible]