

自2019年3月1日起执行, 原版本作废。

北京大学首钢医院检验报告单 (女性)

胡成

| 中文名称           | 正常参考值     | 单位     | 仪器设备   | 中文名称                 | 正常参考值       | 单位     | 仪器设备   |
|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------|--------|--------|
| 丙氨酸氨基转移酶       | 7-40      | U/L    | AU5800 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 (0-54岁) | 0.243-1.107 | mmol/L | AU5800 |
| 天冬氨酸氨基转移酶      | 13-35     | U/L    | AU5800 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 (>55)   | 0.264-1.36  | mmol/L | AU5800 |
| 总蛋白            | 65-85     | g/L    | AU5800 | 氧化氮                  | 20-28       | mmol/L | AU5800 |
| 白蛋白            | 40-55     | g/L    | AU5800 | 总胆固醇                 | 2.33-5.70   | mmol/L | AU5800 |
| 总胆红素           | 0.0-17.0  | umol/L | AU5800 | 甘油三酯                 | 0.50-1.71   | mmol/L | AU5800 |
| 直接胆红素          | 0.0-7.0   | umol/L | AU5800 | 高密度脂蛋白               | 0.82-1.96   | mmol/L | AU5800 |
| 碱性磷酸酶 (20-49岁) | 35-100    | U/L    | AU5800 | 低密度脂蛋白               | 0.00-4.10   | mmol/L | AU5800 |
| 碱性磷酸酶 (50-79岁) | 50-135    | U/L    | AU5800 | 脂蛋白                  | 0.00-300    | mg/L   | AU5800 |
| γ-谷氨酰转肽酶       | 7-45      | U/L    | AU5800 | 载脂蛋白A1               | 1-1.6       | g/L    | AU5800 |
| 总胆汁酸           | 0.00-10   | umol/L | AU5800 | 载脂蛋白B                | 0.6-1.1     | g/L    | AU5800 |
| 乳酸脱氢酶          | 80-250    | U/L    | AU5800 | 淀粉酶 (血清)             | 0-110       | U/L    | AU5800 |
| α-羟丁酸脱氢酶       | 76-195    | U/L    | AU5800 | 淀粉酶 (尿液)             | 0-500       | U/L    | AU5800 |
| 肌酸激酶           | 24-195    | U/L    | AU5800 | 免疫球蛋白G               | 7-16        | g/L    | AU5800 |
| 肌酸激酶同工酶        | 0-24      | U/L    | AU5800 | 免疫球蛋白A               | 0.7-4       | g/L    | AU5800 |
| 尿素氮            | 1.7-7.5   | mmol/L | AU5800 | 免疫球蛋白M               | 0.4-2.3     | g/L    | AU5800 |
| 肌酐             | 20.0-98   | umol/L | AU5800 | 补体C3                 | 0.85-1.80   | g/L    | AU5800 |
| 葡萄糖 (空腹)       | 3.6-6.1   | mmol/L | AU5800 | 补体C4                 | 0.10-0.40   | g/L    | AU5800 |
| 葡萄糖 (1小时)      | 3.6-11.1  | mmol/L | AU5800 | 抗链O                  | 0.00-200    | U/ml   | AU5800 |
| 葡萄糖 (2小时)      | 3.6-7.8   | mmol/L | AU5800 | 类风湿因子                | 0.00-30     | U/ml   | AU5800 |
| 葡萄糖 (3小时)      | 3.6-6.1   | mmol/L | AU5800 | C反应蛋白                | 0.00-6      | mg/L   | AU5800 |
| 尿酸             | 142-416   | umol/L | AU5800 | 同型半胱氨酸               | 0.00-15     | umol/L | AU5800 |
| 钾              | 3.5-5.3   | mmol/L | AU5800 | B2微球蛋白               | 1.0-3.0     | mg/L   | AU5800 |
| 钠              | 137-147   | mmol/L | AU5800 | B2微球蛋白 (尿液)          | 0.10-0.30   | mg/L   | AU5800 |
| 氯              | 99-110    | mmol/L | AU5800 | 尿酸蛋白蛋白               | 0.00-20.00  | ug/min | AU5800 |
| 钙              | 2-2.8     | mmol/L | AU5800 | 胆碱酯酶                 | 4000-12600  | U/L    | AU5800 |
| 磷              | 0.80-1.65 | mmol/L | AU5800 | 铁                    | 6.6-28.3    | umol/L | AU5800 |
| 转铁蛋白           | 2.0-3.60  | g/L    | AU5800 | 镁                    | 0.7-1.10    | mmol/L | AU5800 |
| 未饱和铁结合力        | 22.0-58.0 | umol/L | AU5800 | 免疫球蛋白E               | 0-100       | IU/mL  | AU5800 |
| 总铁结合力          | 54.0-77.0 | umol/L | AU5800 | 糖化白蛋白                | 11-16       | %      | AU5800 |
| 血清铁饱和度         | 20.0-55.0 | %      | AU5800 | 糖化血红蛋白               | 4-6         | %      | G8     |
| 前白蛋白           | 0.2-0.4   | g/L    | AU5800 | 血人绒毛膜促性腺激素           | 0-6         | mIU/mL | cob601 |
|                |           |        |        | 尿HCG定性试验             | 阴性          |        | 金标法    |

|               |             |                     |        |             |             |       |             |
|---------------|-------------|---------------------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 白细胞           | 3.5-9.5     | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 尿比重         | 1.005-1.030 |       | Cobas u 411 |
| 中性粒细胞比率       | 40-75       | %                   | XT4000 | 酸碱度         | 5.5-8       |       | Cobas u 411 |
| 淋巴细胞比率        | 20-40       | %                   | XT4000 | 白细胞         | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 单核细胞比率        | 3-10        | %                   | XT4000 | 亚硝酸盐        | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 嗜酸性粒细胞比率      | 0.4-8.0     | %                   | XT4000 | 蛋白质         | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 嗜碱性粒细胞比率      | 0-1         | %                   | XT4000 | 糖定性         | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 中性粒细胞         | 1.8-6.3     | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 酮体测定        | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 淋巴细胞          | 1.1-3.2     | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 尿胆素原        | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 单核细胞          | 0.1-0.6     | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 胆红素         | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 嗜酸性粒细胞        | 0.02-0.52   | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 红细胞         | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 嗜碱性粒细胞        | 0-0.06      | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 尿沉渣镜检       | 阴性          |       | Cobas u 411 |
| 红细胞           | 3.8-5.1     | 10 <sup>12</sup> /L | XT4000 | 尿沉渣结果       |             |       |             |
| 血红蛋白          | 115-150     | g/L                 | XT4000 | 白细胞计数       | <30         | /uL   | UF-500i     |
| 红细胞压积         | 35-50       | %                   | XT4000 | 红细胞计数       | <25         | /uL   | UF-500i     |
| 平均红细胞体积       | 82-100      | fL                  | XT4000 | 上皮细胞计数      | <10         | /uL   | UF-500i     |
| 平均血红蛋白含量      | 27-34       | pg                  | XT4000 | 管型计数        | <2          | /uL   | UF-500i     |
| 平均血红蛋白浓度      | 316-354     | g/L                 | XT4000 | 细菌计数        | <6000       | /uL   | UF-500i     |
| 红细胞分布宽度 (CV)  | <15         | %                   | XT4000 | 病理管型        |             | /uL   | UF-500i     |
| 血小板           | 125-350     | 10 <sup>9</sup> /L  | XT4000 | 小圆上皮细胞      | <3          | /HP   | UF-500i     |
| 血小板压积         | 0.108-0.282 | %                   | XT4000 | 类酵母细胞计数     |             | /uL   | UF-500i     |
| 平均血小板体积       | 6.0-13.5    | fL                  | XT4000 | 结晶          |             |       | UF-500i     |
| 血小板平均分布宽度     | 10-18       | fL                  | XT4000 | 完整红细胞绝对值    |             |       | UF-500i     |
| 动态红细胞沉降率      | 0-20        | mm/hr               | SRT 20 | 完整红细胞百分比    |             |       | UF-500i     |
| 凝血酶原时间        | 11-14       | 秒                   | CA7000 | 70%红细胞平均体积  |             |       | UF-500i     |
| 国际标准化比值       | <1.5        |                     | CA7000 | 红细胞分布宽度     |             |       | UF-500i     |
| 活化部分凝血活酶时间    | 24-35       | 秒                   | CA7000 | 大红细胞        |             | /uL   | UF-500i     |
| 纤维蛋白原定量       | 2.0-4.0     | g/L                 | CA7000 | 小红细胞        |             | /uL   | UF-500i     |
| 凝血酶时间         | 14-24       | 秒                   | CA7000 | 溶解红细胞       |             |       | UF-500i     |
| 凝血酶原活动度       |             | %                   | CA7000 | 电导率         | <15         | ms/cm | UF-500i     |
| D-二聚体 (定量)    | <1          | mg/L                | CA7000 | 白细胞 (仪器镜检)  | <5.4        | /HP   | UF-500i     |
| 纤维蛋白降解产物 (定量) | <5          | mg/L                | CA7000 | 红细胞 (仪器镜检)  | <4.5        | /HP   | UF-500i     |
| 抗凝血酶III       | 77-102      | %                   | CA7000 | 上皮细胞 (仪器镜检) | <2.7        | /HP   | UF-500i     |
|               |             |                     |        | 管型 (仪器镜检)   | <2          | /LP   | UF-500i     |
|               |             |                     |        | 细菌 (仪器镜检)   | <1080       | /HP   | UF-500i     |

| 门诊血常规 (女)    |             |                     |               | 免疫           |           |        |         |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|--------|---------|
| 白细胞          | 3.5-9.5     | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        | 乙型肝炎病毒核糖核酸定量 | <5.00E+02 | IU/ml  | 罗氏480   |
| 中性粒细胞比率      | 40-75       | %                   | XS8001        | 丙型肝炎病毒核糖核酸定量 | <1.00E+03 | IU/ml  | ABI7500 |
| 淋巴细胞比率       | 20-40       | %                   | XS8001        | 人乳头瘤病毒HPV检测  | 阴性        |        | ABI7500 |
| 单核细胞比率       | 3-8         | %                   | XS8001        | 乙型肝炎表面抗原     | <0.05     | IU/ml  | i2000   |
| 嗜酸性粒细胞比率     | 0.5-5.0     | %                   | XS8001        | 乙型肝炎抗体       | <10       | mIU/ml | i2000   |
| 嗜碱性粒细胞比率     | 0-1         | %                   | XS8001        | 乙肝e抗原        | <1        | S/CO   | i2000   |
| 中性粒细胞        | 1.8-6.4     | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        | 乙肝e抗体        | >1        | S/CO   | i2000   |
| 淋巴细胞         | 1.0-3.3     | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        | 乙肝核心抗体       | <1        | S/CO   | i2000   |
| 单核细胞         | 0.2-0.7     | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        | 艾滋病抗原抗体      | <1        | S/CO   | i2000   |
| 嗜酸性粒细胞       | 0-0.3       | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        | 丙型肝炎抗体       | <1        | S/CO   | i2000   |
| 嗜碱性粒细胞       | 0-0.2       | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        | 梅毒螺旋体抗体      | <1        | S/CO   | i2000   |
| 红细胞          | 3.5-5.0     | 10 <sup>12</sup> /L | XS8001        |              |           |        |         |
| 血红蛋白         | 110-150     | g/L                 | XS8001        |              |           |        |         |
| 红细胞压积        | 35-55       | %                   | XS8001        |              |           |        |         |
| 平均红细胞体积      | 82-100      | fL                  | XS8001        |              |           |        |         |
| 平均血红蛋白含量     | 27-34       | pg                  | XS8001        |              |           |        |         |
| 平均血红蛋白浓度     | 316-360     | g/L                 | XS8001        |              |           |        |         |
| 红细胞分布宽度 (CV) | <15         | %                   | XS8001        |              |           |        |         |
| 血小板          | 100-300     | 10 <sup>9</sup> /L  | XS8001        |              |           |        |         |
| 血小板压积        | 0.108-0.282 | %                   | XS8001        |              |           |        |         |
| 平均血小板体积      | 6.0-13.5    | fL                  | XS8001        |              |           |        |         |
| 血小板平均分布宽度    | 10-18       | fL                  | XS8001        |              |           |        |         |
| C-反应蛋白       | 0-10        | mg/L                | Quik Read 101 |              |           |        |         |